

# 希釈液 ペプトン緩衝液 0.1%ペプトン加生理食塩水



- 特長** 03-001:段階希釈水としてご使用いただけます。  
 03-002/03-003-01/03-003-02:希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。  
 03-004/03-005:希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。(パウチ袋なので廃棄ゴミを削減します)

**滅菌** ガンマー線滅菌

**組成** リン酸緩衝生理食塩水 ※ペプトン緩衝液、リン酸緩衝液タイプも受注生産致します。お問い合わせ下さい。

品番	品名	キャップ	規格	材質	包装単位	箱入数
03-001	希釈液 S-9	白	9ml	本体 PET キャップ PE	ボトル	500本
03-002	希釈液 S-45	白	45ml	本体 PP キャップ PE	ボトル	120本
03-003-01	希釈液 S-90	白	90ml	本体 PET キャップ PE	ボトル	60本
03-003-02	希釈液 S-90	白	90ml	本体 PET キャップ PE	ボトル	120本
03-004	希釈液 P-90		90ml	ナイロン PE	パウチ	80袋
03-005	希釈液 P-225		225ml	ナイロン PE	パウチ	30袋

**滅菌** 濾過滅菌(フィルター 0.2 $\mu$ m)

**組成** 03-009:ペプトン緩衝液(1000mlあたり)  
 ペプトン 10.0g / 塩化ナトリウム 5.0g / リン酸二水素カリウム 1.5g / リン酸水素二ナトリウム(12水和物) 9.0g / 精製水 1000ml / pH 7.0 $\pm$   
 03-010:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mlあたり)  
 ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000ml / pH 7.0 $\pm$

品番	品名	キャップ	規格	材質	包装単位	箱入数
03-009	ペプトン緩衝液 B225-030	黄	225ml	本体 PP キャップ PE	ボトル	30本
03-010	0.1%ペプトン加生理食塩水 T225-030	緑	225ml	本体 PP キャップ PE	ボトル	30本

\*ご注文数によっては特価対応可能です。初めてのお客様はお問い合わせ下さい。

\*表記の無い数値単位は全てmmです。