


ディスポーザブル試験管



特長 高品質で低価格を実現しました。
一般的な組織培養に使用できます。
耐薬品性にすぐれています。

材質 ホウケイ酸ガラス

| 品番 | 品名 | 規格 | 肉厚 | 箱入数 |
|--------|---------|---------|-----|-----------------|
| 27-008 | ディスポ試験管 | Φ12×75 | 0.8 | 1000本 (250本×4箱) |
| 27-010 | ディスポ試験管 | Φ18×150 | 1 | 600本 (100本×6箱) |

■ご注文について

新規の企業様には、注文書フォームに必要な会社情報を記入していただき、FAX又はメールで受付けさせていただきます。初回のみお振込みにてご入金を確認後、商品を発送し取引口座を開設させていただきます。
(購入合計金額が¥10,000未満の場合、別途運送費用が必要となります。ご了承下さい。)

●ご注文の方法

「ご注文用紙」をコピーして下さい。
▼
必要事項を記入して下さい。
▼
当社(下記の番号)へファックスして下さい。
※お電話でのご注文も承っております。
▼
折り返し、確認のお電話を差し上げます。

ご注文専用 フリーダイヤルFAX



0800-888-9960